

WatchPAT ONE

فحص بيتي وحيد الاستعمال لانقطاع النفس النومي

مشاهدة فيديو التعليمات خطوة بخطوة
يرجى زيارة

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT ONE

فحص بيتي وحيد الاستعمال لانقطاع النفس النومي



إذا توفرت لديك أية أسئلة فيإمكانك
الاتصال بمكتب المساعدة التابع ل
Itamar® Medical على الرقم:
1-888-748-2627

دليل التعليمات خطوة بخطوة

itamar
medical
www.itamar-medical.com

امسح كود QR الوارد أدناه لتنزيل تطبيق
WatchPAT® ONE



itamar
medical
www.itamar-medical.com

إيتامار ميديكال م.ص.
9 شارع حليمش، ص.ب 3579
قيصرية 3088900، إسرائيل
هاتف: 972-4-6275598، فاكس: 972-4-6177000

EC REP Crazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany



ملاحظات هامة:

- نطاق درجات الحرارة التخزين والتشغيل 0°C - 40°C
- لا تحاول وصل أو فصل أي جزء من الوحدة.
- لا تحاول إدخال أي جسم غريب في الوحدة.
- لا تحاول إصلاح مشكلة ما بنفسك بأي حال من الأحوال.
- لا ينبغي أن يسبب WatchPAT ONE ارتجاج أو ألم إذا واجهت ارتجاجًا لا يطلق، فافزع الجهاز واتصل بمكتب المساعدة.
- قو يفحص البطارية طاهرًا قبل تركيبها للتأكد من عدم وجود تصدع، أو تشقق، أو تسريبه أو أي عيب آخر فيها.

وسوم المعلومات التقنية

تدوير: بعض القارئ الإلكتروني أن يباع هذا الجهاز أو أن يملك مرآه فقط من قبل شخص مرخص مهني في الرعاية الصحية.	Rx only
لاستعمال الأماحي، لا يجوز إعادة استعماله مرة أخرى	⊗
نطاق درجات الحرارة 0°C - 40°C	°C
راجع تعليمات الاستعمال	📖
جهد تشغيل البطارية 1.5V DC	🔋
التحلية من الدخول IP22	IP22
النوع BF للحرارة الملامس للجسم	👤
رقم التعرف في لجنة الاتصالات الفيدرالية	FCC ID JAR5WPATONE
الجهة المصنعة للجهاز الطبي	🏭
رقم الكاتالوج REF	REF
الرقم التسلسلي SN	SN
تاريخ التصنيع	📅
تاريخ انتهاء الصلاحية	🕒
يجوز أمر WEEE الأوروبي 2012/29/EU، فإنه يجب تجميع جميع منتجات الأجهزة الكهربائية والألكترونية (WEEE) على حدة، ولا يجوز التخلص منها مع المنتجات المنزلية العادية. يرجى التخلص من هذا المنتج ومن جميع أجزاءه بطريقة مسؤولة وودية للبيئة.	♻️
قابل للتكرار، تعامل معه بحرص	🧴
يحفظ جافًا	☀️
IC: 27705-WATCHPATONE رقم الاعتماد لدى مؤسسة الأندلس والعلوم والتنمية الاقتصادية (ISED) في إسبانيا	IC: 27705-WATCHPATONE
رقم تعريف إصدار الجهاز (NIVH) Watch PAT ONE (NIVH) لتعريف مواصفات برمجيات نسخة المنتج	MD
جهاز طبي	MD
رمز الاعتماد اليابانية	003-0110274

020120005 - Es 3

لمشاهدة فيديو التعليمات خطوة بخطوة
يرجى زيارة watchpatone-howtouse.com



سيأخذ هذا الدليل بيدك خطوة بخطوة ويعرض لك كيفية استعمال الفحص البيتي لانقطاع النفس النومي WatchPAT® ONE بشكل صحيح.

قبل وضع WatchPAT® ONE:

- ✦ يوصى بوضع جهاز WatchPAT® ONE على يدك غير السائدة.
 - ✦ يمكن إلباس المسبار على أي إصبع باستثناء الإبهام.
 - ✦ قبل الاستعمال، يجب خلع الملابس الضيقة، الخواتم، الساعات والمجوهرات الأخرى.
 - ✦ يجب إزالة طلاء الأظفار والأظفار الاصطناعية من الإصبع الذي سيجرى عليه الفحص والتأكد من أن الظفر مقصوص.
- ملاحظة: يجب استعمال بطاريات AAA (قوية) AAA فقط.
لا تدخل البطارية إلى أن تسمح جهازا للتخود إلى النوم.

1. قبل أن تبارش بدراسة النوم الخاصة بك تأكد من أن الوصول إلى الإنترنت متاح، ومن أن هاتفك، جهاز WatchPAT® ONE، ورمك التعريف الشخصي PIN بحوزتك.



2. قم بتنزيل تطبيق WatchPAT® ONE على هاتفك النقال (متوفر على متجر تطبيقات آبل وعلى متجر جوجل بلاي).



3. افتح تطبيق WatchPAT® ONE واسمح بجميع الأذونات المطلوبة من قبل التطبيق. هذه الأذونات ضرورية لتشغيل التطبيق.


أخر WatchPAT® ONE من العبوة، بإمكانك الضغط على زر "العرض التمهيدي" في التطبيق للقيام بجولة سريعة تعرض كيفية ضبط الجهاز.

العرض التمهيدي

اضغط على زر "جاهز" عند الانتهاء.

جاهز


4. أدخل البطارية في جهاز WatchPAT® ONE.



اضغط "التالي" عند الانتهاء.

التالي

5. انزع ساعتك والمجوهرات من يدك التي سيجرى عليها الفحص.



اضغط "التالي" عند الانتهاء.


التالي

6. أدخل كود التعريف الشخصي PIN المكون من 4 منازل، الذي زودتك به عيادة طبيبك أو المزود، واضغط على "إدخال".

أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN)
أدخل رقم PIN الخاص بك والمكون من أربع منازل
(رقم التعريف الشخصي) واضغط على "إدخال"

إدخال

7. ضع جهاز WatchPAT® ONE على يدك غير السائدة، تأكد من أنه ليس مشدوداً أو مرخياً أكثر من اللازم.



اضغط "التالي" عند الانتهاء.

التالي

8. خذ مستشعر الصدر (مستشعر الشخير ووضعية الجسم) وأدخل الكابل من خلال كم قميصك ثم أخرجه من خلال فتحة الرقبة. انزع اللسان عن اللاصقة وأصق المستشعر مباشرة تحت ثلثة الفص.




التالي

اضغط "التالي" عند الانتهاء.

* إذا لم يشتمل جهاز WatchPAT® ONE الخاص بك على مستشعر الصدر، فخطم هذه الخطوة.

9. أليس المسبار حتى النهاية على إصبع من أصابع يدك غير السائدة. بإمكانك استعمال أي إصبع باستثناء الإبهام. يجب إدخال المسبار بحيث تكون اللاصقة التي عليها علامة TOP فوق الظفر. أمسك بالمسبار مقابل مسطح صلب واسحب اللسان TOP ببطء باتجاهك لترعه عن المسبار.



التالي

اضغط "التالي" عند الانتهاء.

10. لقد تم ضبط كل شيء.

بضع خطوات أخيرة قبل أن تبدأ بدراسة النوم الخاصة بك:

أ. تأكد من أن هاتفك لا يبعد أبعد من 15 قدماً/5 أمتار عن جهاز WatchPAT® ONE.

ب. يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الإرسال الأخرى في الغرفة مثل الهواتف الذكية الأخرى، الساعات الذكية وسماعات الرأس، لأنها قد تتشوش الفحص.

ج. صل هاتفك بالشاحن، يجب أن يبقى موصولاً به طوال الليل. إذا احتجت إلى النهوض خلال الليل، فاترك الهاتف موصولاً، ليست هناك حاجة أن تحمله معك.

الآن اضغط على زر "ابدأ" للبدء بدراسة النوم الخاصة بك.

ابداً

11. عندما تستيقظ في الصباح، اضغط على زر "إنهاء التسجيل"، وانتظر بضع دقائق لكي يستكمل الجهاز عملية نقل البيانات. بعد استكمال عملية نقل البيانات ستتلقي رسالة شكر.

إنهاء التسجيل

إغلاق التطبيق

عند تلقئها، اضغط على "إغلاق التطبيق".

12. انزع مستشعر الصدر، المسبار وجهاز WatchPAT® ONE.

لكل البلدان عدا الولايات المتحدة: لسبب في حاجة إلى الاحتفاظ بالجهاز أو إعادة إنتاجه، يمكنك تستطيع ببساطة أن تتخلص منه.

للولايات المتحدة الأمريكية: إذا كنت ترغب في المشاركة في برنامج WatchPAT® ONE الأخضر، فيمكنك إعادة الجهاز إليك باستخدام بطاقة الإرجاع الفرقة المدفوعة مقدماً. عقب الانتهاء من الفحص، ضع الجهاز في الصندوق وأصق بطاقة البيان عليه كما هو موضح. ثم أرسله إلينا، وسوف نؤهل نحن معالجة بطريقة سليمة تحمي البيئة. هذه الخدمة مجانية. أما إذا اخترت عدم المشاركة في برنامج WatchPAT® ONE الأخضر، فلست في حاجة إلى الاحتفاظ بالجهاز أو إعادة إنتاجه. تستطيع ببساطة أن تتخلص منه.