

WatchPAT™ ONE

فحص بيتي وحيد الاستعمال لانقطاع النفس النومي



لمشاهدة فيديو التعليمات خطوة
بخطوة يرجى زيارة
watchpatone-howtouse.com

WatchPAT™ ONE

فحص بيتي وحيد الاستعمال لانقطاع النفس النومي



دليل التعليمات خطوة بخطوة

امسح كود QR الوارد أدناه لتنزيل
تطبيق WatchPAT™ ONE



ZOLL itamar

إذا توفرت لديك أي أسئلة، اتصل بمكتب
الدعم الطبي ZOLL Itamar™ على:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany



CE
2797

إيتامار ميديكال م.ص.
9 شارع حلميش، ص.ب 3579
قيصرية 3088900، إسرائيل
تليفون: +972-4-6177000
فاكس: +972-4-6275598



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary



⚠️ ملاحظات هامة:

- جهاز WatchPAT™ ONE مخصص للمرضى المشتبه في إصابتهم باضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم.
- جهاز WatchPAT™ ONE هو جهاز للاستخدام لمرة واحدة. وقد تؤدي إعادة استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد إلى حدوث تلوث متبادل.
- في حال ما إذا وقع حادث خطير، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك ومكتب خدمة إيتامار لتلقي المزيد من التعليمات.
- يجب أن تتراوح درجات حرارة التخزين والتشغيل من صفر درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- لا تحاول وصل أو فصل أي جزء من الوحدة.
- لا تحاول إدخال أي جسم غريب إلى الجهاز.
- لا تحاول، تحت أي ظرف من الظروف، إصلاح جهاز WatchPAT™ ONE بنفسك.
- لا ينبغي أن يسبب WatchPAT™ ONE أي انزعاج أو ألم. إذا واجهت انزعاجاً لا يطاق، قم بإزالة جهاز WatchPAT™ ONE واتصل بمكتب الدعم.
- قم بفحص البطارية ظاهرياً قبل تركيبها للتأكد من عدم وجود تضخم، أو تشقق، أو تسريب، أو أي عيب آخر فيها.
- قبل استخدام WatchPAT™ ONE، يجب تدريب المريض من قبل الطاقم السريري.

Rev 5 2021-12
001219849-5

سيأخذ هذا الدليل بيدك خطوة بخطوة ويعرض لك كيفية استعمال الفحص البيتي لانقطاع النفس النومي WatchPAT™ONE بشكل صحيح.


قبل استخدام جهاز WatchPAT™ONE:

- تأكد من أن لديك اتصالاً بالإنترنت، وأن لديك هاتفك وجهاز WatchPAT™ONE ورمز PIN.
 - اخلع الملابس الضيقة، المجوهرات والإكسسوارات.
 - اختر إصبعًا في يدك غير المهيمنة، باستثناء الإبهام (إذا كانت أصابعك ضخمة، فاستخدم الخنصر).
 - قص الظفر وقم بإزالة أي طلاء أظفار أو أظفار اصطناعية عن الإصبع الذي تم اختياره.
- ملاحظة: يجب استعمال بطاريات الكالايين (قلوية) AAA فقط.
لا تدخل البطارية إلى أن تصبح جاهزًا للخلود إلى النوم.

1. قم بتنزيل تطبيق WatchPAT™ONE على هاتفك (متوفر على متجر التطبيقات App Store ومتجر Google Play).

2. افتح تطبيق WatchPAT™ONE واسمح بجميع الأذونات المطلوبة. هذه الأذونات ضرورية لتشغيل التطبيق. أخرج WatchPAT™ONE من العلبة. يمكنك النقر فوق رابط الدليل السريع للقيام بجولة في التطبيق توضح كيفية تركيب جهاز WatchPAT™ONE.
اضغط على زر "ابدأ التركيب" عندما تكون جاهزًا.

ابدأ التركيب



3. أدخل البطارية في جهاز WatchPAT™ONE.
اضغط على > عند الانتهاء.


التحضير:

- تأكد من بقاء هاتفك متصلاً بالتيار الكهربائي طوال الليل ومن أنه ليس في وضع الطيران.
- أوقف تشغيل أي أجهزة إلكترونية غير ضرورية موجودة في الغرفة.
- تأكد من أن هاتفك لا يبعد أكثر من 15 قدمًا/5 أمتار عن جهاز WatchPAT™ONE.
- تقتضي الحاجة تسجيل البيانات لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

5. أدخل رمز PIN المكون من أربعة أرقام والذي زودك به مكتب الطبيب المعالج أو مورد الجهاز واضغط بعد ذلك على >.



6. ضع جهاز WatchPAT™ONE على يدك غير المهيمنة. تأكد من أنه ليس ضيقًا أو مرتخيًا للغاية.
اضغط على > عند الانتهاء.




7. إذا كان جهاز WatchPAT™ONE لديك يتضمن مستشعرًا للصدر:
 - إذا كانت هناك حاجة، فُص شعر الصدر للتأكد من التصاق المستشعر مباشرةً بجلدك.
 - قم بتمرير مستشعر الصدر عبر كُم قميصك وصولًا إلى فتحة العنق.
 - انزع الورقة البيضاء عن الجهة الخلفية للمستشعر.
 - ألصق المستشعر على مركز عظمة صدرك العلوية، مباشرةً تحت ثلثة القطن.
 - يوصى بتثبيت المستشعر في موضعه باستخدام شريط لاصق طبي.
 اضغط على > عند الانتهاء.



8. أدخل الإصبع الذي سيتم اختياره داخل الفتحة المخصصة (المسبار). تأكد من أن اللاصقة الموسومة بـ TOP مرئية عند النظر إلى الجهة الخلفية من يدك.

ادفع طرف المسبار مقابل سطح صلب (مثل طاولة) واسحب اللسان الموسوم بـ TOP ببطء لنزعه عن المسبار.



9. انقر فوق زر بدء التسجيل "Start recording" لبدء دراسة نومك. وتأكد من ترك هاتفك متصلاً بالشاحن.

ابدأ بالتسجيل

10. في الصباح، اضغط على زر إيقاف التسجيل "Stop Recording" وانتظر حتى يكمل جهاز WatchPAT™ONE عملية نقل البيانات. بعد الانتهاء من نقل البيانات سوف تتلقى رسالة تهنئة.

بمجرد استلام الرسالة اضغط على زر إغلاق التطبيق "Close App".

إيقاف التسجيل

إغلاق التطبيق

11. انزع مستشعر الصدر، المسبار وجهاز WatchPAT™ONE. يرجى التخلص من جهاز WatchPAT™ONE وفقًا للقوانين التنظيمية المحلية.