

+ Pasul 4 - PORNIREA dispozitivului

Observație: dispozitivul trebuie pornit numai atunci când sunteți gata să mergeți la culcare.



+ Pasul 5 - În timpul nopții

- De fiecare dată când apăsați pe buton, afișajul se va aprinde și va lumina timp de un minut.
- Dacă trebuie să vă ridicați în timpul nopții, nu îndepărtați dispozitivul sau senzorii.
- Dacă trebuie să vă ridicați în timpul nopții, nu apăsați niciun buton.
- Dacă utilizați baia, aveți grijă ca WatchPAT™ 300 să nu se ude.
- Dispozitivul WatchPAT™ 300 nu ar trebui să provoace disconfort sau durere. În cazul în care simțiți disconfort insuportabil, îndepărtați dispozitivul și apelați biroul de asistență.

+ Pasul 6 - În dimineața următoare

Când vă treziți:

- 6a.** dispozitivul se va opri automat. Nu există buton de OPRIRE.
- 6b.** Scoateți sonda pentru deget și senzorul RESBP
- 6c.** Scoateți dispozitivul de la încheietura mâinii.
- 6d.** Introduceți toate componentele înapoi în gentuța de transport.



Note importante

- Nu încercați să conectați sau să deconectați nicio parte a aparatului.
- Nu încercați să introduceți obiecte străine în aparat.
- Nu încercați să conectați WatchPAT™ 300 la o sursă electrică sau la alt dispozitiv, mașină sau computer.
- În niciun caz nu încercați să remediați o problemă fără a solicita asistență.
- Sonda pentru deget este de unică folosință. În cazul în care este conectată o sondă deja folosită, va apărea un mesaj de eroare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea unei sonde deja folosite poate provoca o contaminare încrucișată.
- Dacă este necesar sau în cazul unui incident grav, contactați biroul nostru de service pentru a raporta incidentul și a primi instrucțiuni suplimentare. În cazul unui incident grav, vă rugăm să îl raportați și autorității competente.

4a. Apăsați ferm pe butonul de pornire până când afișajul se aprinde. Ecranul următor „Vă rugăm să așteptați, testarea este în curs...”

După câteva secunde, va apărea mesajul „NOAPTE BUNĂ!!!” ✓. După scurt timp, afișajul se va stinge.

4b. În cazul în care există o problemă, va apărea „TESTARE ÎNTRERUPTĂ” ✗ ; sunați la biroul de asistență la 1-888-748-2627

Acum sunteți gata să mergeți la culcare.

4c. În cazul în care degetul dumneavoastră nu se află în interiorul sondei, apare o eroare și vi se va solicita să introduceți degetul. Așteptați ca dispozitivul să se oprească, apoi introduceți degetul și încercați din nou.

Aveți întrebări?
Apelați numărul biroului nostru de
asistență
1-888-748-2627

REF: OM2193380-10 Rev.5 2023-02



Ghid pas cu pas

WatchPAT™ 300
Test de somn acasă.



Pentru un videoclip cu instrucțiuni accesați:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Sănătatea devine simplă

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Global:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tel + 972 4 617 7000
Fax + 972 4 627 5598

SUA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tel 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Germania

Atenție: Legislația federală (SUA) permite comercializarea acestui dispozitiv doar de către medic sau farmacist, sau la recomandarea acestuia.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT și PAT sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Itamar Medical Ltd., o filială a ZOLL Medical Corporation, în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

WatchPAT™ 300 - Ghid pas cu pas

Acest ghid va fi utilizat după ce medicul dumneavoastră v-a arătat cum să utilizați dispozitivul WatchPAT™ 300.



- A - Butonul de pornire
- B - Senzor de efort respirator, sforăit și poziția corpului (RESBP)
- C - Sondă pentru deget

Înainte de a aplica WatchPAT™ 300:

- Se recomandă aplicarea dispozitivului WatchPAT™ 300 pe mâna non-dominantă.
- Sonda poate fi purtată pe orice deget, cu excepția degetului mare. Dacă aveți degete mari, este recomandat degetul mic.
- Înainte de utilizare, îndepărtați hainele strâmte, inelele, ceasurile și alte bijuterii.
- Eliminați lacul de unghii și unghia artificială de pe degetul utilizat pentru test și asigurați-vă că unghia este tăiată scurt.

Note:

- După ce ați pornit dispozitivul WatchPAT™ 300, acesta nu poate fi oprit.
- Aplicați dispozitivul și porniți-l numai atunci când sunteți gata să mergeți la culcare.
- Ar putea fi necesară supravegherea unui adult pentru aplicarea dispozitivului.
- Imaginile din ghidul prezentat sunt pentru mâna stângă; un proces similar poate fi aplicat pentru mâna dreaptă.




Gentuța de transport conține:

- Prezentul ghid de referință
- Dispozitivul împreună cu sonda pentru deget
- Senzorul de efort respirator, sforăit și poziția corpului (RESBP)

Numărul biroului de asistență
1-888-748-2627



+ Pasul 1 - Aplicarea senzorului de efort respirator, sforăit și poziția corpului (RESBP)



- 1a. Pentru bărbați: dacă este necesar, tundeți părul des de pe piept.
- 1b. Treceți senzorul RESBP prin mâneca bluzei de pijama până la deschizătura de la gât.



- 1d. Atașați senzorul în centrul părții superioare a sternului, chiar sub partea din față a gâtului. Asigurați-vă că imaginea de pe senzorul RESBP este orientată în sus.



- 1c. Îndepărtați hârtia albă din spatele senzorului.



- 1e. Fixați senzorul RESBP cu leucoplast.

+ Pasul 2 - Aplicarea dispozitivului WatchPAT™ 300



- 2a. Legați dispozitivul de mâna dumneavoastră nedominantă.
- 2b. Încheiați cureaua la încheietura mâinii (nu prea strâns).

+ Pasul 3 - Aplicarea sondei pentru deget



- 3a. Sonda poate fi purtată pe orice deget, cu excepția degetului mare. Dacă aveți degete mari, este recomandat degetul mic.
- 3b. Introduceți degetul în sondă până când simțiți capătul acesteia. Eticheta autocolantă pe care scrie TOP trebuie să fie pe partea superioară a degetului dumneavoastră (deasupra unghiei).



- 3c. Apăsăți vârful sondei pe o suprafață fermă (de ex. masă, picior.)
- 3d. Trageți de mica folie de protecție cu inscripția TOP și scoateți-o complet din sondă.