

+ Passo 4 - Ligar o dispositivo

Nota: O dispositivo só deve ser ligado quando estiver pronto/a para ir dormir.



- 4a.** Prima firmemente o botão Ligar/Desligar até o visor acender. Próximo ecrã "Aguarde, a testar..."
Após alguns segundos, a mensagem "BOA NOITE!!!" ✓ irá aparecer. O visor irá desligar-se após um curto período.
- 4b.** Caso ocorra um problema, irá aparecer "TESTE CANCELADO" ✗.
Ligue para a linha de apoio 1-888-748-2627
Agora está pronto/a para ir dormir.
- 4c.** Caso o seu dedo não esteja inserido na sonda, aparece um erro a pedir-lhe para inserir o dedo. Aguarde que o dispositivo se desligue, insira o dedo e tente novamente.

+ Passo 5 - Durante a noite

- Sempre que premir o botão, o visor irá iluminar-se durante um minuto.
- Caso precise de se levantar durante a noite, não retire o dispositivo nem os sensores.
- Não prima nenhum botão se tiver de se levantar durante a noite.
- Se for à casa de banho, não molhe o WatchPAT™ 300.
- O WatchPAT™ 300 não deverá causar desconforto ou dor. Em caso de desconforto insuportável, retire o dispositivo e contacte o atendimento ao cliente.

+ Passo 6 - Manhã seguinte

Quando acordar:

- 6a.** O dispositivo irá desligar-se automaticamente. Não existe um botão para desligar.
- 6b.** Retire a sonda de dedo e o sensor RESBP
- 6c.** Retire o dispositivo do pulso.
- 6d.** Volte a colocar todas as peças no estojo de transporte.



Notas importantes

- Não tente ligar ou desligar qualquer parte da unidade.
 - Não tente introduzir objetos estranhos na unidade.
 - Não tente ligar o WatchPAT™ 300 à eletricidade ou a outro dispositivo, máquina ou computador.
 - Não tente, em circunstância alguma, corrigir um problema sozinho.
 - A sonda de dedo é de utilização única. Caso seja ligada uma sonda já usada, irá aparecer uma mensagem de erro. Tenha em atenção que a utilização de uma sonda usada pode causar contaminação cruzada.
 - Se necessário ou em caso de um incidente grave, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente para comunicar o incidente e receber instruções adicionais.
- Em caso de incidente grave, comunique igualmente à autoridade competente.

Tem alguma questão?
Ligue para o número da nossa
linha de apoio
1-888-748-2627

REF: OM2193385 Rev.5 2023-02



Guia de instruções
passo a passo

WatchPAT™ 300
Estudo De Sono Em Casa



Para ver um vídeo de instruções aceda a:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

| Health Being Made Simple

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

A nível mundial:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tel: + 972 4 617 7000
Fax + 972 4 627 5598

EUA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tel 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Alemanha

Atenção: A lei federal dos Estados Unidos restringe a venda deste dispositivo através de um profissional de saúde qualificado ou a pedido deste.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT e PAT são marcas comerciais ou marcas registadas da Itamar Medical Ltd., uma subsidiária da ZOLL Medical Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

itamar
medical

WatchPAT™ 300 - Guia de instruções passo a passo

Este guia deve ser usado após o seu médico lhe ter mostrado como utilizar o dispositivo WatchPAT™ 300.



- A - Botão Ligar/Desligar
- B - Sensor de esforço respiratório, ressonar e posição corporal (RESBP)
- C - Sonda dactilar

Antes de colocar o WatchPAT™ 300:

- É recomendável colocar o dispositivo WatchPAT™ 300 na sua mão não dominante.
- A sonda pode ser usada em qualquer dedo, à exceção do polegar. Caso tenha dedos largos, recomendamos o dedo mindinho.
- Remova qualquer vestuário apertado, anéis, relógios e outros artigos de bijuteria.
- Remova o verniz das unhas e as unhas artificiais do dedo de teste e certifique-se de que a unha está cortada rente.

Notas:

- Depois de ligar o dispositivo WatchPAT™ 300, já não o pode desligar.
- Coloque o dispositivo e ligue-o apenas quando estiver pronto/para dormir.
- Poderá ser necessária a supervisão de um adulto para a aplicação do dispositivo.
- As imagens no guia de demonstração dizem respeito à mão esquerda; o mesmo processo pode ser aplicado à mão direita.



O estojo de transporte contém:

- Este guia de referência
- Dispositivo com sonda de dedo
- Sensor de esforço respiratório, ressonar e posição corporal (RESBP)


Número da linha de apoio
1-888-748-2627



+ Passo 1 - Colocar o sensor de esforço respiratório, ressonar e posição corporal (RESBP)




- 1a. No caso dos homens: apare os pelos do peito, se necessário.
- 1b. Passe o Sensor RESBP pela manga da sua camisola até à abertura do pescoço.



- 1d. Cole o sensor no centro da parte superior do esterno, logo abaixo da parte frontal do pescoço. Certifique-se de que a imagem no sensor RESBP está virada para cima.



- 1c. Retire o adesivo branco na parte posterior do sensor.



- 1e. Prenda adicionalmente o sensor RESBP com fita adesiva de uso médico.

+ Passo 2 - Colocar o dispositivo WatchPAT™ 300



- 2a. Prenda o dispositivo à mão não dominante.
- 2b. Aperte a pulseira (não demasiado).

+ Passo 3 - Colocar a sonda de dedo



- 3a. A sonda pode ser usada em qualquer dedo, à exceção do polegar. Caso tenha dedos largos, recomendamos o dedo mindinho.
- 3b. Introduza o dedo na sonda até ao fim. O autocolante com a marca TOP deve ficar na parte superior do dedo (em cima da unha).



- 3c. Pressione a ponta da sonda contra uma superfície rígida (p. ex., mesa, perna)
- 3d. Puxe e remova completamente da sonda a tira que diz TOP.