

#### + Paso 4 - ENCENDIDO del dispositivo

**Nota: El dispositivo solo debe encenderse cuando esté listo para ir a dormir.**



- 4a.** Presione con firmeza el botón de encendido hasta que se ilumine la pantalla. Siguiendo pantalla "Espere, probando..." Después de unos segundos aparecerá el mensaje "¡¡BUENAS NOCHES!! ✓ La pantalla se APAGARÁ después de un breve periodo de tiempo.
- 4b.** En el caso de que haya un problema, aparecerá el mensaje "SE ABORTÓ LA PRUEBA", ✗ llame a la mesa de ayuda al 1-888-748-2627.
- Ahora ya está listo para irse a dormir.**
- 4c.** En caso de que su dedo no esté dentro de la sonda, aparecerá un error que le indicará que inserte el dedo. Espere hasta que el dispositivo se apague, inserte el dedo e intente nuevamente.

#### + Paso 5 - Durante la noche

- Cada vez que presione el botón, la pantalla se iluminará durante un minuto.
- Si debe levantarse durante la noche, no se quite el dispositivo ni los sensores.
- No presione ningún botón si necesita levantarse durante la noche.
- Si utiliza el baño, no permita que el WatchPAT™ 300 se moje.
- El WatchPAT™ 300 no debe causar ninguna molestia o dolor. En caso de que surja alguna molestia insoportable, retire el dispositivo y llame a la servicio de asistencia.

#### + Paso 6 - A la mañana siguiente

Quando se levante:

- 6a.** El dispositivo se apagará automáticamente. No hay botón de APAGADO.
- 6b.** Quite la sonda de dedo y el sensor RESBP
- 6c.** Retírelo de su muñeca.
- 6d.** Coloque todas las piezas nuevamente en el estuche de transporte.



**Notas importantes**

- No se debe conectar ni desconectar ninguna parte de la unidad.
  - No se debe introducir ningún objeto extraño en la unidad.
  - No intente conectar el WatchPAT™ 300 a una fuente de alimentación eléctrica u otro dispositivo, máquina o computadora.
  - Bajo ninguna circunstancia, usted debe intentar solucionar un problema por su cuenta.
  - La sonda de dedo es de un único uso. En caso de conectar una sonda usada, aparecerá un mensaje de error. Tenga en cuenta que el uso de una sonda usada puede causar contaminación cruzada.
  - Si fuera necesario o en caso de un incidente serio, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio para informar el incidente y recibir instrucciones adicionales.
- En caso de un incidente serio, además, debe informar a la autoridad competente.

¿Tiene alguna pregunta?  
Llame a nuestra mesa de ayuda al  
número  
1-888-748-2627

REF:OM2193886 Rev:5 2023-02



## Guía paso a paso

# WatchPAT™ 300

Prueba del sueño en el hogar



Para ver un video instructivo vaya a:  
[www.watchpat-howtouse.com](http://www.watchpat-howtouse.com)

itamar  
medical

itamar  
medical

La salud se está haciendo simple  
[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com) | [infousa@itamar-medical.com](mailto:infousa@itamar-medical.com)

Internacional:

**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish Street, PO 3579  
Caesarea 3088900, Israel  
Teléfono: + 972 4 617 7000  
Fax + 972 4 627 5598

EEUU:

**Itamar Medical Inc.**  
3290 Cumberland Club Drive, Suite  
100 Atlanta, Georgia 30339, Estados  
Unidos  
Teléfono: 1 888 748 2627

**EC REP Arazy Group GmbH**  
The Squire 12, Am Flughafen,  
60549 Frankfurt am Main,  
Alemania

Precaución: La ley federal de EE. UU. restringe la venta de este dispositivo a un profesional del cuidado de la salud con licencia.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT y PAT son marcas comerciales o marcas registradas de Itamar Medical Ltd., una filial de ZOLL Medical Corporation, en los Estados Unidos o en otros países.

## WatchPAT™ 300 - Guía paso a paso

Esta guía debe usarse después de que su médico le haya mostrado cómo usar el dispositivo WatchPAT™ 300.



- A - Botón de encendido
- B - Sensor de ronquidos de esfuerzo respiratorio y posición corporal (RESBP)
- C - Sonda de dedo

Antes de aplicar el WatchPAT™ 300:

- Se recomienda aplicar el dispositivo WatchPAT™ 300 en su mano no dominante.
- La sonda se puede usar en cualquier dedo, excepto el pulgar. Si tiene dedos grandes, se recomienda el meñique.
- Antes de usarlo, quítese la ropa ajustada, los anillos, el reloj y cualquier otra alhaja.
- Se debe remover el esmalte de uñas y la uña artificial del dedo de prueba, y asegúrese de que la uña esté corta.

Notas:

- Una vez que haya encendido el dispositivo WatchPAT™ 300, no se puede apagar.
- Aplique el dispositivo y enciéndalo únicamente cuando esté listo para ir a dormir.
- Puede ser necesaria la supervisión de un adulto para aplicar el dispositivo.
- Las imágenes que se muestran en la guía son para la mano izquierda; se puede aplicar un proceso similar para la mano derecha.




El estuche de transporte contiene:

- Esta guía de referencia
- Un dispositivo con sonda de dedo
- Un sensor de ronquidos de esfuerzo respiratorio y posición corporal (RESBP)


Número de la mesa de ayuda  
1-888-748-2627.




### + Paso 1 - Aplicación del sensor de ronquidos de esfuerzo respiratorio y posición corporal (RESBP)



- 1a. Para los hombres: recorte el pelo grueso del pecho, si fuera necesario.
- 1b. Pase el sensor RESBP a través de la manga de su camisa de noche hasta la abertura del cuello.



- 1d. Fije el sensor al centro de la parte superior del pecho, justo debajo de la parte delantera del cuello. Asegúrese de que la imagen en el sensor RESBP esté orientada hacia arriba.



- 1c. Despegue el papel blanco de la parte posterior del sensor.



- 1e. Fije el sensor RESBP con una cinta médica adicional.

### + Paso 2 - Aplicación del dispositivo WatchPAT™ 300



- 2a. Sujete el dispositivo a su mano no dominante.
- 2b. Cierre la correa de la muñeca (no demasiado apretada).

### + Paso 3 - Aplicación de la sonda de dedo



- 3a. La sonda se puede usar en cualquier dedo, excepto el pulgar. Si tiene dedos grandes, se recomienda el meñique.
- 3b. Inserte el dedo en la sonda hasta que sienta que llegó al final. La etiqueta con la marca TOP (SUPERIOR) debe estar en la parte superior de su dedo (por encima de la uña).



- 3c. Presione la punta de la sonda contra una superficie dura (como una mesa).
- 3d. Tire y retire la pestaña TOP completamente fuera de la sonda.