

+ 4. korak - VKLOP pripomočka

Opomba: Pripomoček vklopite šele, ko ste pripravljeni za spanje.



4a. Močno pritisnite na gumb za vklop, dokler zaslon ne zasveti. Naslednji zaslon "Počakajte na testiranje..."

Po nekaj sekundah se prikaže sporočilo "LAHKO NOČ!!!" ✓ . Po kratkem času se zaslon izklopi.

4b. V primeru težave se prikaže sporočilo "TEST PREKINJEN" ✗ , pokličite službo za pomoč uporabnikom 1-888-748-2627.

Zdaj ste pripravljeni za spanje.

4c. Če prst ni v sondi, se prikaže sporočilo o napaki, ki vam naroči, da vstavite prst. Počakajte, da se pripomoček izklopi, vstavite prst in poskusite znova.

+ 5. korak - Ponoči

- Ob vsakem pritisku na gumb se zaslon vklopi za minuto.
- Če morate ponoči vstati, ne odstranjajte naprave ali senzorjev.
- Če morate ponoči vstati, ne pritiskajte nobenih gumbov.
- Če uporabljate kopalnico, pripomočka WatchPAT™ 300 ne zmočite.
- Pripomoček WatchPAT™ 300 ne sme povzročati nelagodja ali bolečine. Če občutite nevzdržno nelagodje, pripomoček odstranite in pokličite službo za pomoč uporabnikom.

+ 6. korak - naslednje jutro

Ko se zbudite:

6a. Pripomoček se bo samodejno izklopil. Gumb za izklop ni na voljo.

6b. Odstranite prstno sondo in senzor RESBP

6c. Pripomoček snemite z zapestja.

6d. Vse dele pospravite nazaj v torbico.



Pomembne opombe

- Nobenega dela enote ne poskušajte priključiti ali izključiti.
- Ne poskušajte v enoto vnesti tujih predmetov.
- Naprave WatchPAT™ 300 ne poskušajte priključiti na električno omrežje ali drug pripomoček, napravo ali računalnik.
- V nobenem primeru ne poskušajte sami odpraviti težave.
- Prstna sonda je namenjena enkratni uporabi. V primeru priključitve že uporabljene sonde se prikaže sporočilo o napaki. Vedeti morate, da lahko uporaba že uporabljene sonde povzroči navzkrižno kontaminacijo.
- Po potrebi ali v primeru resnega zapleta se obrnite na našo servisno službo, da prijavite zaplet in prejmete nadaljnja navodila. V primeru resnega zapleta obvestite tudi pristojni organ.

Vprašanja?
Pokličite našo številko službe za
pomoč uporabnikom
1-888-748-2627

REF:OM2193404 Rev.5 2023-02



Vodnik po korakih

WatchPAT™ 300
Test Spanja Doma



Za videoposnetek z navodili pojdite na:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Zdravje bolj preprosto

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Globalno:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea 3088900, Izrael
Tel. + 972 4 617 7000
Faks: + 972 4 627 5598

ZDA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Telefon 1 888 748 2627

EC REP | Arazy Group GmbH

The Squaire 12, Am Flughafen,
0549 Frankfurt am Main,
Nemčija

Pozor: zvezna zakonodaja v ZDA dovoljuje prodajo pripomočka le zdravstvenemu strokovnjaku z licenco oziroma na njegovo naročilo.

Avtorske pravice © 2023 WatchPAT in PAT sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Itamar Medical Ltd., hčerinske družbe ZOLL Medical Corporation, v Združenih državah in/ali drugih državah.

WatchPAT™ 300 - Vodnik po korakih

Ta vodnik uporabite po tem, ko vam je zdravnik pokazal, kako uporabljati pripomoček WatchPAT™ 300.



- A - Gumb za vklop
- B - Senzor za smrčanje pri respiratornem naporu in položaj telesa (RESBP, Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor)
- C - Prštno sondo;

Predn si nadenete pripomoček WatchPAT™ 300:

- Priporočljivo je, da pripomoček WatchPAT™ 300 namestite na svojo nedominantno roko.
- Sondo lahko nosite na katerem koli prstu, razen na palcu. Če imate velike prste, je priporočljivo uporabiti mezinček.
- Pred uporabo odstranite oprjeta oblačila, prstane, ure in drug nakit.
- S testnega prsta odstranite lak za nohte in umetne nohte ter poskrbite, da bo noht kratko pristrižen.

Opombe:

- Ko pripomoček WatchPAT™ 300 vklopite, ga ne morete več izklopiti.
- Nadenite si pripomoček in ga vklopite šele, ko ste pripravljeni za spanje.
- Pri uporabi pripomočka bo morda potreben nadzor odrasle osebe.
- Slike v prikazanem priročniku so za levo roko; podoben postopek lahko uporabite tudi za desno roko.



Torbica vsebuje:

- Ta priročnik
- Pripomoček s prstno sondo
- Senzor za smrčanje pri respiratornem naporu in položaj telesa (RESBP, Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor)

Številka službe za pomoč uporabnikom 1-888-748-2627



+ 1. korak - Nameščanje senzorja za smrčanje pri respiratornem naporu in položaj telesa (RESBP, Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor)



- 1a. Za moške: po potrebi obrežite goste prsne dlake.
- 1b. Senzor RESBP najprej navijte skozi rokov nočne srajce do vratne odprtine.



- 1d. Senzor nalepite na sredino zgornje prsnice, tik pod sprednjim delom vratu. Prepričajte se, da je slika na senzorju RESBP obrnjena navzgor.



- 1c. Odlepite bel papir s hrbtne strani senzorja.



- 1e. Senzor RESBP pritrdite z dodatnim medicinskim trakom.

+ 2. korak - Pritrditev pripomočka WatchPAT™ 300



- 2a. Napravo si pritrdite na svojo nedominantno roko.
- 2b. Zapnite zapestni trak (ne pretesno).

+ 3. korak - Nameščanje pršne sonde



- 3a. Sondo lahko nosite na katerem koli prstu, razen na palcu. Če imate velike prste, je priporočljivo uporabiti mezinček.
- 3b. Vstavite prst v sondo, dokler ne začutite konca. Nalepka z oznako TOP mora biti na vrhu prsta (nad nohtom).



- 3c. Konico sonde pritisnite ob trdo površino (npr. mizo, nogo).
- 3d. Potegnite in odstranite jeziček TOP iz sonde.