

WatchPAT™ ONE

Vienkartinis namie atliekamas
miego apnėjos testas

Žalioji „WatchPAT™ ONE“ programa

Jei norite dalyvauti žaliojoje „WatchPAT™ ONE“ programoje*, štai ką turite padaryti atlikę miego testą:

1. Išimkite iš „WatchPAT™ ONE“ maitinimo elementą ir įdėkite prietaisą atgal į dėžutę.
2. Svetainėje www.itamar-medical.com/greenprogram užpildykite formą, tada išspausdinkite išankstinio apmokėjimo gražinimo etiketę.
3. Užklijuokite etiketę ant dėžutės ir išsiųskite mums visiškai nemokamai.

Dėkojame, kad padedate mums kurti žalesnį pasaulį!

*Žalioji „WatchPAT™ ONE“ programa veikia ne visose šalyse.

⚠ Svarbios pastabos

- „WatchPAT™ ONE“ skirtas pacientams, kuriems įtariami su miegu susiję kvėpavimo sutrikimai.
- „WatchPAT™ ONE“ skirtas vienkartiniam naudojimui. Pakartotinai naudojant vienkartinius gaminius galimas kryžminis užteršimas.
- Įvykus rimtam incidentui, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą bei „Itamar“ aptarnavimo skyrių dėl tolesnių instrukcijų.
- Laikymo ir naudojimo temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C.
- Nebandykite prijungti ar atjungti kokios nors prietaiso dalies.
- Nekiškite į prietaisą jokių pašalinių daiktų.
- Jokiomis aplinkybėmis nemėginkite taisyti „WatchPAT™ ONE“ savarankiškai.
- Naudojant „WatchPAT™ ONE“ neturi kelti jokio diskomforto ar skausmo. Jei patiriate nepakeliamą diskomfortą, nusiimkite „WatchPAT™ ONE“ ir skambinkite į pagalbos tarnybą.
- Prieš įdėdami maitinimo elementą jį apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad jis nėra išsipūtęs, įskilęs, nesandarus ir neturi kitų defektų.
- Prieš naudojant „WatchPAT™ ONE“, pacientą turėtų išmokyti klinikos darbuotojai.

lit: 010215303 3 versija 202312

Vaizdo įrašą su nuosekliomis instrukcijomis galite rasti svetainėje watchpatone-howtouse.com



Jei turite klausimų, kreipkitės į „ZOLL Itamar™ Medical“ pagalbos tarnybą telefonu:
1-888-748-2627

ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Izraelis
T. +972 -4 -6177000,
F. +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Vokietija

MD

lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

CE

2797

WatchPAT™ ONE

Vienkartinis namie atliekamas
miego apnėjos testas



Naudojimo instrukcijos

Nuskaitykite QR kodą, jei norite atsisiųsti programą „WatchPAT™ ONE“



ZOLL itamar



Šiame vadove pateiktos nuoseklios instrukcijos, kaip tinkamai naudoti miego apnėjos testą „WatchPAT™ONE“.

Prieš naudojant „WatchPAT™ONE“

- + Įsitinkinkite, kad turite interneto ryšį, savo telefonu, „WatchPAT™ONE“ ir PIN kodą.
- + Nusivilkite aptempiančius drabužius, nusiimkite papuošalus ir aksesuarus.
- + Pasirinkite ne pagrindinės rankos pirštą, išskyrus nykštį (jei jūsų pirštai dideli, naudokite mažąjį pirštą).
- + Nuo pasirinkto piršto nusikirpkite nagą ir pašalinkite nagų laiką arba dirbtinį nagą.

Pastaba: naudokite tik šarminį AAA tipo maitinimo elementą.


Neįdėkite maitinimo elemento, kol nesate pasiruošę eiti miegoti.

1. Į savo mobilųjį prietaisą atsisiųskite programėlę „WatchPAT™ONE“ (iš „Apple App Store“ ar „Google Play Store“).

2. Paleiskite programą „WatchPAT™ONE“ ir suteikite jai visus reikiamus leidimus. Šie leidimai būtini programai veikti. Išimkite priemonę „WatchPAT™ONE“ iš dėžutės. Jei norite programos apžvalgos, kurioje parodyta, kaip atlikti „WatchPAT™ONE“ sąranką, spustelėkite trumpąjį vadovą.
- Kai būsite pasiruošę, spustelėkite mygtuką „Begin Setup“ (pradėti sąranką).

Begin setup

3. Įdėkite į priemonę „WatchPAT™ONE“ maitinimo elementą. Baigę spustelėkite ➤.




4. Pasiruošimas

- Telefonas per naktį turi būti prijungtas įkrauti ir neperjungtas į skrydžio režimą.
- Kambaryje išjunkite nereikalingus elektroninius prietaisus.
- Telefonas turi būti ne toliau nei 5 metrai nuo „WatchPAT™ONE“.
- Reikia bent 6 val. duomenų įrašymo.

5. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą, kurį jums davė jūsų gydytojas arba tiekėjas, ir paspauskite ➤.



6. Užsidėkite priemonę „WatchPAT™ONE“ ant nedominuojančios rankos. Priemonė turi nei per daug spausti, nei būti per laisva. Baigę spustelėkite ➤.



7. Jei jūsų „WatchPAT™ONE“ yra su krūtinės jutikliu:

- Jei reikia, patrupinkite plaukus ant krūtinės, kad jutiklis gerai priglustų prie odos.
- Prakiškite jutiklį pro rankovę iki atviro kaklo.
- Nulupkite baltą popierių nuo jutiklio galinės pusės.
- Priklijuokite jutiklį prie krūtinkaulio viršaus, iš karto po kaklo duobute.
- Rekomenduojama priklijuoti jutiklį medicininiu pleistru. Baigę spustelėkite ➤.



8. Iki galo įkiškite testui pasirinktą pirštą į zondą. Lipdukas su užrašu TOP (viršus) turi būti matomas žiūrint į išorinę delno pusę. Atremkite zondą į kietą paviršių (pvz., stalą) ir lėtai traukite lipduko TOP (viršus) kraštą, kol nulupsite jį nuo zondo.



9. Spustelėkite mygtuką „Start recording“ (pradėti įrašyti), kad pradėtumėte miego testą. Palikite telefoną prijungtą prie įkroviklio.

Start recording

10. Ryte spustelėkite mygtuką „Stop Recording“ (baigti įrašyti) ir palaukite, kol „WatchPAT™ONE“ baigs perduoti duomenis. Baigus perduoti duomenis, gausite patvirtinimo žinutę. Ją gavę, spustelėkite „Close App“ (uždaryti programėlę).

Stop recording

Close App

11. Nusiimkite krūtinės jutiklį, zondą ir priemonę „WatchPAT™ONE“. Šalinkite priemonę „WatchPAT™ONE“ pagal vietos taisykles.