

WatchPAT™ ONE

Jednorazový domáci test
spánkového apnoe

Program WatchPAT™ ONE Green

Ak sa chcete zúčastniť programu WatchPAT™ ONE Green*, nižšie uvádzame všetky kroky, ktoré je potrebné vykonať po dokončení spánkového testu:

1. Z pomôcky WatchPAT™ ONE vyberte batériu a pomôcku vložte do jej škatule.
2. Navštívte stránku www.itamar-medical.com/greenprogram, vyplňte formulár a vytlačte si štítky na vrátenie s uhradeným poštovným.
3. Prilepte štítky na škatuľu a odošlite nám ju – úplne bezplatne.

Ďakujeme za vašu snahu podieľať sa na vytváraní zelenšieho sveta!

* Program WatchPAT™ ONE Green je dostupný iba v niektorých krajinách.

⚠ Dôležité poznámky:

- Pomôcka WatchPAT™ ONE je indikovaná pre pacientov s predpokladanými poruchami dýchania súvisiacimi so spánkom.
- Pomôcka WatchPAT™ ONE je určená na jedno použitie. Opakované použitie produktov určených na jedno použitie môže viesť ku krížovej kontaminácii.
- V prípade vážneho incidentu sa obráťte na odborný zdravotnícky personál, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.
- Teplota pri skladovaní a prevádzková teplota 0°C – 40°C
- Nepokúšajte sa pripájať ani odpájať žiadnu časť tejto jednotky.
- Do pomôcky sa nepokúšajte zasúvať žiadny cudzí predmet.
- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte sami opravovať pomôcku WatchPAT™ ONE.
- Použitie pomôcky WatchPAT™ ONE nesmie spôsobovať žiadne nepohodlie ani bolesť. Ak pocítite neznesiteľné nepohodlie, odpojte pomôcku WatchPAT™ ONE z tela a zatelefonujte na asistenčnú linku.
- Pred vloženíím batérie ju vizuálne skontrolujte, či nie je napučaná, prasknutá, či z nej nevyteká tekutina alebo či nemá inú poruchu.
- Pred začatím používania pomôcky WatchPAT™ ONE musí pacienta zaškoliť klinický personál.



Ak si chcete pozrieť podrobné video s pokynmi, navštívte stránky watchpatone-howtouse.com



V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na asistenčnú linku spoločnosti ZOLL Itamar™ Medical na číslo: 1-888-748-2627

WatchPAT™ ONE

Jednorazový domáci test
spánkového apnoe



Podrobný návod na použitie

Naskenujte kód QR uvedený nižšie a stiahnite si aplikáciu WatchPAT™ ONE



ZOLL itamar

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Izrael
T: +972-4-6177000,
F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Nemecko



2797



lp.itamar-medical.com/symbols-glossary

ZOLL itamar

WatchPAT™ONE | Podrobná príručka s pokynmi | Jednorazový domáci test spánkového apnoe

V tejto príručke nájdete podrobné pokyny na správne používanie domáceho testu spánkového apnoe WatchPAT™ONE.

Pred použitím pomôcky WatchPAT™ ONE:

- + Overte, či máte prístup na internet, telefón, pomôcku WatchPAT™ONE a kód PIN.
- + Odložte si úzke/tesné odevy, bižutériu a doplnky.
- + Vyberte prst na nedominantnej ruke – nie však palec (ak máte veľké prsty, vyberte malíček).
- + Ostrihajte/upravte si necht na prste a z vybratého prsta odstráňte lak na nechty alebo umelý necht.


Poznámka: Používajte výlučne alkalickú batériu typu AAA. Batériu vkladajte až vtedy, keď budete pripravení na odchod do postele.


1. Do telefónu si stiahnite aplikáciu WatchPAT™ONE (k dispozícii v obchodoch App Store a Google Play Store).

2. Otvorte aplikáciu WatchPAT™ONE a aktivujte všetky požadované povolenia. Tieto povolenia sú potrebné na fungovanie aplikácie. Vyberte pomôcku WatchPAT™ONE z obalu. Ak si chcete prezrieť pokyny na nastavenie pomôcky WatchPAT™ONE, kliknite na odkaz na stručnú príručku.

Keď budete pripravení, kliknite na tlačidlo „Begin Setup“ (Začať s nastavením).


Begin setup

3. Do pomôcky WatchPAT™ONE vložte batériu. Po dokončení stlačte tlačidlo .




4. Príprava:

- Dbajte na to, aby telefón celú noc ostal pripojený do elektrickej zásuvky a aby nebol prepnutý do režimu V lietadle.
- V miestnosti vypnite všetky nepotrebné elektronické zariadenia.
- Dbajte na to, aby sa váš telefón nachádzal najviac 15 stôp/5 m od pomôcky WatchPAT™ONE.
- Vyžaduje sa záznam údajov dlhý najmenej 6 hodín.


5. Zadať 4-ciferný kód PIN poskytnutý ambulanciou lekára alebo poskytovateľom a stlačte tlačidlo .



6. Nasadte si pomôcku WatchPAT™ONE na nedominantnú ruku. Dbajte na to, aby nebola príliš tesná ani voľná. Po dokončení stlačte tlačidlo .




7. Ak pomôcka WatchPAT™ONE obsahuje hrudný senzor:

- Podľa potreby si odstráňte ochlpenie na hrudi, aby bolo možné pripnúť senzor priamo na pokožku.
- Pretiahnite hrudný senzor rukávom až po začiatok hrdla.
- Odlepte biely papier zo zadnej strany senzora.
- Prilepte senzor do stredu hornej hrudnej kosti, bezprostredne pod krčnú jamku.
- Odporúčame, aby ste zafixovali senzor na mieste pomocou zdravotníckej pásky. Po dokončení stlačte tlačidlo .



8. Úplne zasunúť testovaný prst do sondy. Keď sa pozriete na zadnú stranu svojej ruky, nálepka označená TOP musí byť viditeľná. Zatlačte hrot sondy na tvrdý povrch (napríklad stôl) a pomalým ťahom hornej časti (TOP) smerom dozadu ju odpojte zo sondy.



9. Na spustenie spánkovej štúdie kliknite na tlačidlo „Start recording“ (Spustiť záznam). Telefón ponechajte pripojený k nabíjačke.

Start recording

10. Ráno stlačte tlačidlo „Stop Recording“ (Zastaviť záznam) a počkajte, kým pomôcka WatchPAT™ONE dokončí prenos údajov. Po dokončení prenosu údajov sa zobrazí správa s blahoželaním.

Po zobrazení stlačte tlačidlo „Close App“ (Zavrieť aplikáciu).

Start recording

Close App

11. Odpojte hrudný snímač, sondu a pomôcku WatchPAT™ ONE. Pomôcku WatchPAT™ ONE zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.