

Informacije o smrčanju in natančnosti položaja telesa so na voljo v priložniškem za uporabo WatchPAT™ 300 in WP200U



www.itamar-medical.com/support/manuals

Po potrebi ali v primeru resnega zapleta se obrnite na našo servisno službo, da prijavite zaplet in prejmete nadaljnja navodila. V primeru resnega zapleta obvestite tudi pristojni organ. Upoštevajte, da je življenjska doba senzorja RESBP 3 leta.

REF: DM2 195 105-si Rev.9 2023-02



WatchPAT™
Home Sleep Test

itamar
medical

www.itamar-medical.com | info@itamar-medical.com



ZDA:
Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club
Drive,
Serija 100
Atlanta, Georgia 30339,
USA
Telefon 1 888 748 2627

Globalno (ostali svet):
Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street,
PO 3579
Caesarea 3088900,
Izrael
Tel. + 972 4 617 7000
Faks: + 972 4 6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Sqaire 12, Am
Flughafen,
0549 Frankfurt am Main,
Nemčija

Pozor: ta izdelek se lahko v skladu z zveznimi zakoni Združenih držav prodaja samo pri zdravnikih ali na zahtevo zdravnika.

Avtorske pravice © 2023 WatchPAT in PAT sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Itamar Medical Ltd., hčerinske družbe ZOLL Medical Corporation, v Združenih državah in/ali drugih državah.

Napotki za uporabo:
Senzor za smrčanje pri respiratornem naporu
in položaj telesa (RESBP, Respiratory Effort
Snoring and Body Position sensor)
za pripomoček WatchPAT™ Central+

RESBP morate uporabljati z zzzPAT različico 4.6.69 ali novejšo, WatchPAT™ 300 in vgrajeno različico 3.3228 WP200U ali novejšo



Vgrajeni senzor za smrčanje pri respiratornem naporu in položaj telesa (RESBP, Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor)

Indikacije za uporabo

Senzor RESBP je pripomoček WatchPAT™ za uporabo na domu pri preiskovancih s sumom na motnje dihanja med spanjem. Vgrajeno tipalo spremlja stopnjo smrčanja, kar pomaga pri ocenjevanju resnosti motenj dihanja med spanjem, in položaj telesa, kar pomaga pri ocenjevanju vrste motenj dihanja med spanjem. Senzor zagotavlja tudi neobdelane podatke o signalu gibanja prsnega koša za merjenje dihanja oseb ponoči.

Opis

Vgrajeni senzor poganja pripomoček WatchPAT™ in ne potrebuje baterije. Pripomoček WatchPAT™ ga samodejno aktivira, ko se vstavi v vhod za smrčanje in položaj telesa. **Senzor za smrčanje** je akustični detektor decibelov. Uporablja zelo občutljiv mikrofon, ki se odziva na smrčanje in druge zvoke v zvočnem območju in jih pretvori v majhno analogno napetost, ki služi kot jasen in zanesljiv pokazatelj prisotnosti teh zvokov. Senzor za **položaj telesa** uporablja 3-osni merilnik pospeška, ki pošilja signal, neposredno sorazmeren z bolnikovim položajem med spanjem (leže, sklonjeno, desno, levo in sede). **Signal za premike prsnega koša** uporablja isti 3-osni merilnik pospeška za zagotavljanje neobdelanih podatkov o gibanju prsnega koša za merjenje dihanja preiskovanca ponoči.

Specifikacije	
Tehnologija senzorja smrčanja	Občutljiv mikrofon
Položaj telesa in gibanje prsnega koša	3-osni merilnik pospeška
Tehnologija senzorja	
Amplituda signala	0-3,3 V
Vrsta konektorja	1-mm medicinski varnostni priključni vtič iz plastike1
Fizična velikost	Dolžina žice: 3,2 čevlja (100 cm) 1,3 palca v premeru (premer 32 mm)
Telesna masa	12 gr
Garancija	6 mesecev
Temperatura	Delovanje 0 do 40° C Shranjevanje -20 to 40° C Transport -20 do 60° C
Vlažnost	Delovanje, shranjevanje in transport 0 %-93 % (brez kondenzacije)
Zračni tlak	Delovanje in shranjevanje 10 - 15 psi Transport 8 - 15 psi

Priloga senzorja

- Na modro stran senzorja pritrdite okroglo dvostransko lepilno nalepko.

Namestitev senzorja

Poskrbite, da bo soba, v kateri spite, ponoči čim bolj tiha, izklopite morebitne vire hrupa. Pri uporabi naprave RESBP je priporočljivo, da v sobi spite sami.


- Senzor je pritrjen na bolnikov prsni koš tik pod zarezo prsnice. (Zareza prsnice je majhen element v obliki črke U, kjer se stikata ključnici na vrhu prsnice).
- Da senzor ustrezno namestite, ga pritrdite tako, da je slika srca obrnjena navzgor, potem ko odlepate okroglo lepilno nalepko in jo pritisnete ob kožo.
- Prepričajte se, da je senzor tesno ob koži.
- Senzor pritrdite z medicinskim trakom.

Čiščenje senzorja

S 70-odstotnim etilnim alkoholom temeljito očistite senzor in kabel.



A - Vgrajeni senzor RESBP



A-RESBP priključek za senzor
B-Zareza za prsnico